

# PILESEPTIN GEL SVENSKA

Gel för inre hemorrojder

Medicinteknisk produkt

En tub innehållande 50 ml gel för topikal applikation

**INNEHÅLL:** Glycerol, Vatten, Pilecyanidin-i (extrakt av Vitis Vinifera Vaccinium Macrocarpon), Linum Usitatissimum-olja, eterisk pepparmyntsolja.

## VERKNINGSMEKANISM:

PILESEPTIN Gel för invärtes bruk är en viskös, osmotiskt aktiv hyperton lösning. När gelen appliceras på hemorrojderna bildar den en film som mekaniskt drar till sig hypoton vätska som finns under hemorrojderna. Detta starka utflöde av vätska från vävnaden hjälper till att förminska ödemet och därmed storleken på hemorrojderna. Vätskeutflödet renar hemorrojderna föreningar och håller området rent och hydrerat, vilket leder till en minskning av smärta, irritation, klåda och brännande känsla. Förminskningen av hemorrojdernas storlek och en ren omgivning möjliggör en tillbakagång av hemorrojderna.

**ANVISNINGAR:** Endast för topikalt bruk, på inre hemorrojder. Tvätta händerna och lägg dig på en säng. Ta bort toppen på tuben och tryck ut några droppar gel på ett rent och torrt finger. För försiktigt in fingertoppen i ändtarmen och applicera gelen på hemorrojderna. Upprepa efter 2-3 minuter. Torka av ytan med en bit papper. Rekommenderad dosering: 3-4 gånger dagligen.

**VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET:** Tvätta händerna med tvål och varmt vatten innan och efter användning. Produkten är enbart för topikalt bruk på inre hemorrojder. Den skall icke sväljas. Använd inte PILESEPTIN Gel om du är känslig eller allergisk mot någon av ingredienserna som ingår i produkten, särskilt om du har en känd känslighet mot pepparmyntsolja. Följ den rekommenderade doseringen. Uppsök läkare om du inte märker någon förbättring inom 7-10 dagar. Förvaras utom räckhåll för barn. Förvara vid rumstemperatur, ej i fryn eller kyl. Använd inte produkten om tuben är skadad, eller efter utgångsdatum.

**BIVERKNINGAR:** PILESEPTIN Gel har inga kända biverkningar och är inte farlig att svälja. I vissa fall kan en liten lokal irritation uppkomma men den försvinner inom några minuter. PILESEPTIN Gel kan användas hos barn över 3 år om en vuxen applicerar produkten. Säkerheten vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning hos gravida eller ammande kvinnor.

TILLVERKARE

VITROBIO SAS

ZAC de Lavour

63500 ISSOIRE FRANCE

FRANKRIKE

DISTRIBUTÖR

DRUGSSON AB

Virdings Allé 32B

SE-75450 UPPSALA

SVERIGE

[info@doublebp.com](mailto:info@doublebp.com)



version PII V6-0118

PILESEPTIN GEL    DANSK

Gel för inre hämorider

Medicinsk udstyr

En tub indeholdende 50 ml gel til topisk applikation

INDHOLD: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-i (ekstrakt af Vitis vinifera og Vaccinium macrocarpon), Linum usitatissimum olie, æterisk Mentha Piperita olie.

VIRKNINGSMEKANISME: PILESEPTIN Gel for indre anvendelse er en viskøs, osmotisk aktiv hypertonisk opløsning. Når den anvendes på hæmoriderne danner produktet en film over hæmoriderne og tiltrækker mekanisk hypertonisk væske til stede under den berørte område. Denne stærke udstrømning af væske fra vævet hjælper med at reducere ødem og dermed størrelsen af hæmoriderne. Udstrømningen af væske renses området med hæmorider fri for forurenende stoffer og holder overfladen vedvarende hydreret, som fører til at reducere smerte, irritation, kløe og brændende fornemmelse. Reduktion i størrelsen af hæmoriderne og et rent miljø letter tilbagegang af hæmoriderne.

ANVENDELSE: Kun til topikal brug, på inre hæmorider. Vask dine hænder og læg dig ned på en seng. Fjern tubens spids og tryk nogle dråber gel ud på en ren og tør finger. Indsæt forsigtigt fingerspidsen i rektum og påfør gelen på hæmoriderne. Gentag efter 2-3 minutter. Tørre overfladen med et stykke papir. Anbefalet dosering: 3-4 gange dagligt.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER: Vask dine hænder med sæbe og varmt vand før og efter brug. Produktet er kun til topikal brug, på inre hæmorider. Den bør ikke sluges. Brug ikke PILESEPTIN Gel, hvis du er allergisk over nogen af indholdsstofferne som ingår i dette produkt, især hvis du har en kendt følsomhed over for pebermynteolie. Følg den anbefalede dosering. Søg læge, hvis du ikke ser nogen forbedring inden for 7-10 dage. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares ved stuetemperatur. Må ikke nedfryses eller nedkøles. Brug ikke produktet hvis tuben er beskadiget, eller efter udløbsdatoen.

BIVIRKNINGER: PILESEPTIN Gel har ingen kendte bivirkninger og er ikke farligt at sluge. I nogle tilfælde kan der observeres en lilleirritation, som forsvinder efter et par minutter. PILESEPTIN Gel kan anvendes til børn over 3 år, hvis produktet påføres af en voksen. Sikkerheden ved brug hos gravide eller ammende er ikke blevet fastslået. I mangel af tilstrækkelige data anbefales det ikke at bruge dette produkt under graviditet eller amning.

TILVIRKER

VITROBIO SAS

ZAC de Lavaur

63500 ISSOIRE FRANCE

FRANKRIG

DISTRIBUTØR

DRUGSSON AB

Virdings Allé 32B

SE-75450 UPPSALA

SVERIGE

[info@doublebp.com](mailto:info@doublebp.com)



Udgave PII V6-0118

PILESEPTIN GEL NORSK

Gel for indre hemoroider

Medisinsk utstyr

En tube inneholdende 50 ml gel for topikal påførelse.

INNHold: Glycerol, Aqua, Pilecyanidin-i (ekstrakt av Vitis Vinifera og Vaccinium Macrocarpon), Linum Usitatissimum-olje, eterisk Mentha Piperita-olje.

VIRKNINGSMEKANISME: PILESEPTIN Gel for intern påførelse er en viskøs, osmotisk aktiv hyperten oppløsning. Når den brukes på hemoroiderne danner produktet en film som mekanisk tillrekker seg en hypotonisk væske tilstede under det skadede området. Denne sterke utstrømningen av væske fra vevet bidrar til å redusere ødemet og dermed størrelsen på hemoroiderne. Væskeutstrømningen renser hemoroiderne fri for forurensninger og holder hemoroiderne ren og hydratisert som følgelig reduserer smerte, irritasjon, kløe og brennende følelse. Reduksjon i størrelsen på hemoroiderne og et rent miljø fremmer en regresjon av hemoroiderne.

BRUKSANVISNING: Bare til topikal bruk på indre hemoroider. Vask hendene dine og legg deg på en seng. Fjern tuppen av tuben og trykk ut noen dråper gel på en ren og tørr finger. Sett forsiktig inn fingertoppen i rektum og applikere gelen på hemoroiderne. Gjenta prosedyren etter 2-3 minutter. Tørk av overflaten med et stykke papir. Anbefalt dose: 3-4 gange daglig.

FORHOLDSREGLER: Vask hendene med såpe og varmt vann før og etter bruk. Produktet er bare til topikal bruk på indre hemoroider. Det skal ikke svelges. Bruk ikke PILESEPTIN Gel dersom du er sensitiv eller allergisk mot noen av ingrediensene som brukes til å forberede dette produktet, spesielt dersom du har en kjent følsomhet for peppermynteolje. Følg anbefalt dosering. Kontakt lege dersom du ikke ser noen forbedringer innenfor 7 til 10 dager. Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagre ved romtemperatur, ikke frys eller kjøøl ned. Bruk ikke produktet dersom tuben er skadet, eller etter utløpsdatoen.

BIVERKNINGER: PILESEPTIN Gel har ingen kjente biverkninger og er ikke farlig ved svelging. I enkelte tilfeller kan en liten lokal irritasjon observeres men den vil forsvinne etter noen få minutter. PILESEPTIN Gel kan brukes til barn over 3 år hvis den påføres av en voksen. Bruksikkerhet ved graviditet eller amming har ikke blitt etablert. I mangel av tilstrekkelige data anbefales det ikke å bruke produktet under graviditet eller amming.

TILVERKER

VITROBIO SAS

ZAC de Lavaur

63500 ISSOIRE FRANCE

FRANKRIKE

DISTRIBUTØR

DRUGSSON AB

Virdings Allé 32B

SE-75450 UPPSALA

SVERIGE

[info@doublebp.com](mailto:info@doublebp.com)



Versjon PII V6-0118